


Posteriores

Superiores e Inferiores



30M

(L5)30,2
(L6)7,9
(L7)31,7
(L8)8,6



32M

(L5)31,5
(L6)8,5
(L7)33,6
(L8)9,1



30L

(L5)31,2
(L6)8,9
(L7)31,7
(L8)9,0



32L

(L5)31,9
(L6)8,4
(L7)33,4
(L8)9,0



34L

(L5)33,2
(L6)9,7
(L7)35,7
(L8)10,0



Escala de Cores

60 62 65 66 67 69
BL1 BL2 BL3 BL4

DENTES ARTIFICIAIS DUPLA PRENSAGEM

Indicado para uso em próteses dentárias

COMPOSIÇÃO

PMMA
EGDMA (crosslink)
Silicone
Pigmentos biocompatíveis
Fluorescente

Notificação ANVISA nº 80772730002

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350 - Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP
vendas@triumfodents.com.br / Fone (19)35650483

 [triumfodents](https://www.instagram.com/triumfodents)

www.dentetriunfo.com.br

CATÁLOGO DE FORMAS



Dupla Prensagem
Naturalidade
Durabilidade

Anteriores Superiores



3M

(L1)38,1 (3).....10,3
(L2).....7,0 (1).....43,0
(H1).....9,1



A23

(L1)39,0 (3).....10,2
(L2).....7,2 (1).....46,0
(H1).....8,6



2D

(L1)41,2 (3).....10,4
(L2).....7,4 (1).....48,0
(H1).....9,1



3D

(L1)43,0 (3).....10,3
(L2).....8,0 (1).....49,0
(H1).....9,1



2N

(L1)40,1 (3).....11,7
(L2).....7,4 (1).....47,0
(H1).....9,7



3N

(L1)42,4 (3).....11,7
(L2).....8,0 (1).....48,5
(H1).....10,0



263

(L1)42,2 (3).....11,7
(L2).....7,6 (1).....46,0
(H1).....9,7



3P

(L1)47,7 (3).....11,9
(L2).....8,5 (1).....52,5
(H1).....10,3



A25

(L1)43,8 (3).....11,1
(L2).....8,3 (1).....49,5
(H1).....9,2



A26

(L1)45,8 (3).....11,7
(L2).....8,6 (1).....52,5
(H1).....9,3



2P

(L1)45,6 (3).....13,1
(L2).....8,4 (1).....52,0
(H1).....11,0



264

(L1)44,1 (3).....12,3
(L2).....8,0 (1).....50,0
(H1).....10,4



266

(L1)49,6 (3).....13,9
(L2).....8,9 (1).....55,0
(H1).....11,7



38

(L1)49,5 (3).....12,8
(L2).....9,1 (1).....56,0
(H1).....11,1






Características Técnicas

- » Dupla prensagem (incisal e dentina)
- » Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular
- » Alta resistência mecânica, química e à abrasão
- » Excelente aderência aos polímeros de base de próteses dentárias
- » Angulação de 33° nos posteriores
- » Baixo desgaste do dente antagonista
- » Ausência total de bolhas e porosidade
- » Alta estabilidade de cores
- » Fluorescência
- » Modelário adequado às diversas etnias e faixas etárias
- » Excelente resultado estético

Articulação

ANTERIOR X6 (SUPERIOR)	2D	2D	30L - 30M
	3D	3D	30M - 32M
	3M	3M	30M
	2N	2N	30L
	3N	3N	30L - 32M
	2P	2P	32L - 34L
	3P	3P	32L - 32M
	A23	3M	30M
	A25	A25	30M - 32M
	A26	A26	32M
ANTERIOR X6 (INFERIOR)	263	2N	30L - 30M
	264	A25	32L - 32M
	266	266	34L
	38	266	34L
POSTERIOR X8			

Formato do dente de acordo com o biotipo



Anteriores Inferiores



3M

(L3)31,7 (3).....9,8
(L4).....4,9 (1).....33,5
(H2).....8,4



2D

(L3)31,8 (3).....10,4
(L4).....5,0 (1).....34,0
(H2).....9,2



3D

(L3)32,8 (3).....9,5
(L4).....5,0 (1).....36,5
(H2).....8,3



2N

(L3)32,2 (3).....11,2
(L4).....5,1 (1).....35,0
(H2).....8,7



3N

(L3)33,8 (3).....10,6
(L4).....4,9 (1).....36,5
(H2).....9,0



3P

(L3)36,4 (3).....10,9
(L4).....5,5 (1).....39,5
(H2).....9,6



A25

(L3)34,5 (3).....11,0
(L4).....5,4 (1).....36,5
(H2).....9,4



A26

(L3)36,0 (3).....10,5
(L4).....5,4 (1).....39,0
(H2).....8,5



2P

(L3)34,3 (3).....11,8
(L4).....5,3 (1).....38,5
(H2).....9,7



266

(L3)37,5 (3).....12,9
(L4).....5,7 (1).....39,5
(H2).....11,4



FINALIDADE

Dentes de polímero sintético para uso profissional odontológico, indicado para confecção de próteses dentárias total ou parcial, fixa ou removível, coroas e pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Aparência realista. Alta estabilidade de cor. Fluorescente. Pigmentos biocompatíveis. Excelente adesão a base da prótese. Ausência de porosidade. Resistente a mancha, deformação e rachadura.

COMPOSIÇÃO

Polimetilmetacrilato (PMMA), etilenoglicoldimetacrilato (EGDMA / crosslink), silicone, pigmentos biocompatíveis e fluorescente.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

INSTRUÇÕES DE USO

Devido amplo conhecimento técnico disseminado entre profissionais de odontologia, a segurança de uso deste produto pode ser garantida sem instruções do fabricante. Adotar as práticas conhecidas para definição de modelo, cor, montagem, articulação, adesão ao polímero de base da prótese e controle de contaminantes. Para melhorar a adesão, retirar o brilho da base do dente com instrumento abrasivo. Após isolamento da mufla, recomenda-se utilizar o Removedor de Cera Triunfo para limpeza da base dos dentes e posterior aplicação do polímero de base da prótese. Consulte o catálogo de formas específico para cada família disponível no site www.dentetriunfo.com.br

ADVERTÊNCIAS

Não há efeito adverso reconhecido quando utilizado de acordo com as técnicas profissionais usuais.

PRECAUÇÕES

Para uso profissional odontológico. Utilize equipamentos de proteção individual. Recomenda-se ao paciente, realizar higienização diária sem uso de substâncias agressivas como álcalis ou ácidos.

APRESENTAÇÕES**Família: TRIUNFO DENTS**

Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- **Anteriores Inferiores:** A25, A26, 2D, 3D 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: REAL PLUS

Cores: Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- **Anteriores Inferiores:** A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: BIONIX

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



Família: BIONIX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, BL1, BL2, BL3, BL4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: TRIUNFO 3C

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX

Cores: 1A, 2A, 4A, 2B, 4B, 1C, 1D, 1E, 3E.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, BL1, BL2, BL3, BL4, C3.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: EURODENT

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, C3, B1, BL1, BL2, BL3, BL4.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T42, T44, T45, T46, T49, O43, O47, O51, R45, R46, R47, R48, R49, S43, S44, S48, S50.
- **Anteriores Inferiores:** L33, L35, L36, L38, L39.
- **Posteriores Superiores:** 30U, 32U, 34U, 36U.
- **Posteriores Inferiores:** 30I, 32I, 34I, 36I.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 22112:2017 - Dentes Artificiais para Próteses Dentárias - Tipo 1 (Dentes Anteriores) e Tipo 2 (Dentes Posteriores)

ANVISA RDC nº 751/2022 - Dispositivo Médico - Classe II Médio Risco - Dentes Artificiais

NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº 80772730002

Produto fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Resolução ANVISA RDC nº 665/2022.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.