


Posteriores

Superiores
e Inferiores



30 M

(L5)29,4
(L6)8,1
(L7)31,0
(L8)8,8



32 M

(L5)30,8
(L6)8,3
(L7)32,6
(L8)8,7



30 L

(L5)29,8
(L6)8,5
(L7)31,2
(L8)9,0



32 L

(L5)31,6
(L6)8,5
(L7)34,0
(L8)9,4



34 L

(L5)33,1
(L6)8,7
(L7)36,1
(L8)9,5



Escala de Cores

60 62 65 66 67 69
BL1 BL2 BL3 BL4

REAL PLUS
DENTES ACRÍLICOS

COMPOSIÇÃO
PMMA
EGDMA (crosslink)
Silicone
Fluorescente
Pigmentos Biocompatíveis



triunfodents

REGISTRO ANVISA N° 80772730002

REAW Ind. e Com. de Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ 11.959.613/0001-77 - Ins. Est. 536.147.558.110
R. Octávio de Freitas Filho, 350 - Polo Industrial - CEP 13632-622
Pirassununga-SP - Fone 19 3565-0483 | 3563-4889

www.dentetriunfo.com.br

CATÁLOGO DE FORMAS

REAL PLUS
DENTES ACRÍLICOS


Dupla Prensagem

Crosslink

Fluorescente



Anteriores Superiores



3 M

(L1)37,6 (3).....10,6
(L2).....6,9 (1).....43,0
(H1).....9,2



A 23

(L1)38,3 (3).....10,3
(L2).....7,1 (1).....46,0
(H1).....8,7



2 D

(L1)41,0 (3).....10,8
(L2).....7,5 (1).....48,0
(H1).....9,4



3 D

(L1)42,5 (3).....10,5
(L2).....7,8 (1).....49,0
(H1).....9,1



2 N

(L1)40,7 (3).....11,7
(L2).....7,4 (1).....47,0
(H1)10,4



3 N

(L1)42,4 (3).....11,7
(L2).....7,9 (1).....48,5
(H1)10,0



263

(L1)40,8 (3).....11,8
(L2).....7,5 (1).....46,0
(H1)10,2



3 P

(L1)47,0 (3).....11,5
(L2).....8,4 (1).....49,5
(H1)10,8



A 25

(L1)44,0 (3).....11,5
(L2).....8,4 (1).....49,5
(H1).....9,6



A 26

(L1)46,7 (3).....11,7
(L2).....9,0 (1).....52,5
(H1).....9,6



2 P

(L1)44,8 (3).....13,4
(L2).....8,3 (1).....52,0
(H1)11,0



264

(L1)42,2 (3).....12,2
(L2).....7,9 (1).....50,0
(H1)10,7



266

(L1)47,9 (3).....14,0
(L2).....9,0 (1).....55,0
(H1)12,2



38

(L1)50,3 (3).....13,3
(L2).....9,3 (1).....56,0
(H1)11,4



Características Técnicas

- >> Dentes fabricados em resina acrílica com dupla prensagem
- >> Alta resistência e totalmente livre de bolhas e porosidade
- >> Cores estáveis
- >> Biocompatibilidade de pigmentos e fluorescência natural
- >> Maior resistência ao desgaste natural e a impactos causados pela mastigação
- >> Maior retenção do brilho.

Formato do dente de acordo com o biotipo

Oval

Quadrado


Triangular

REAL PLUS DENTES ACRÍLICOS

Articulação

ANTERIOR (SUPERIOR)	2D	ANTERIOR (INFERIOR)	2D	POSTERIOR	30L - 30M
	3D		3D		30M - 32M
	3M		3M		30M
	2N		2N		30L
	3N		3N		30L - 32M
	2P		2P		32L - 34L
	3P		3P		32L - 32M
	A23		3M		30M
	A25		A25		30M - 32M
	A26		A26		32M
	263		2N		30L - 30M
	264		A25		32L - 32M
	266		266		34L
	38		266		34L

Anteriores Inferiores



3 M

(L3)30,7 (3).....9,9
(L4)4,8 (1).....33,5
(H2).....8,5



2 D

(L3)30,7 (3).....10,2
(L4)4,7 (1).....34,0
(H2).....9,2



3 D

(L3)32,4 (3).....10,0
(L4)5,0 (1).....36,5
(H2).....8,8



2 N

(L3)31,0 (3).....11,4
(L4)5,1 (1).....35,0
(H2).....9,4



3 N

(L3)32,4 (3).....10,7
(L4)5,0 (1).....36,6
(H2).....9,4



3 P

(L3)35,8 (3).....11,2
(L4)5,7 (1).....39,5
(H2).....9,9



A 25

(L3)33,0 (3).....11,3
(L4)5,3 (1).....36,5
(H2).....9,7



A 26

(L3)35,3 (3).....10,1
(L4)5,5 (1).....39,0
(H2).....8,7



2 P

(L3)33,9 (3).....11,7
(L4)5,3 (1).....38,5
(H2).....9,9



266

(L3)36,6 (3).....13,0
(L4)5,7 (1).....39,5
(H2)11,4



DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



FINALIDADE

Dentes de polímero sintético para uso profissional odontológico, indicado para confecção de próteses dentárias total ou parcial, fixa ou removível, coroas e pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Aparência realista. Alta estabilidade de cor. Fluorescente. Pigmentos biocompatíveis. Excelente adesão a base da prótese. Ausência de porosidade. Resistente a mancha, deformação e rachadura.

COMPOSIÇÃO

Polimetilmetacrilato (PMMA), etilenoglicoldimetacrilato (EGDMA / crosslink), silicone, pigmentos biocompatíveis e fluorescente.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

INSTRUÇÕES DE USO

Devido amplo conhecimento técnico disseminado entre profissionais de odontologia, a segurança de uso deste produto pode ser garantida sem instruções do fabricante. Adotar as práticas conhecidas para definição de modelo, cor, montagem, articulação, adesão ao polímero de base da prótese e controle de contaminantes. Para melhorar a adesão, retirar o brilho da base do dente com instrumento abrasivo. Após isolamento da mufla, recomenda-se utilizar o Removedor de Cera Triunfo para limpeza da base dos dentes e posterior aplicação do polímero de base da prótese. Consulte o catálogo de formas específico para cada família disponível no site www.dentetriunfo.com.br

ADVERTÊNCIAS

Não há efeito adverso reconhecido quando utilizado de acordo com as técnicas profissionais usuais.

PRECAUÇÕES

Para uso profissional odontológico. Utilize equipamentos de proteção individual. Recomenda-se ao paciente, realizar higienização diária sem uso de substâncias agressivas como álcalis ou ácidos.

APRESENTAÇÕES

Família: TRIUNFO DENTS

Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- Anteriores Inferiores: A25, A26, 2D, 3D 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- Posteriores Superiores e Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: REAL PLUS

Cores: Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- Anteriores Inferiores: A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- Posteriores Superiores e Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: BIONIX

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- Anteriores Inferiores: I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- Posteriores Superiores e Inferiores: TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



Família: BIONIX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, BL1, BL2, BL3, BL4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: TRIUNFO 3C

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX

Cores: 1A, 2A, 4A, 2B, 4B, 1C, 1D, 1E, 3E.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, BL1, BL2, BL3, BL4, C3.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: EURODENT

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, C3, B1, BL1, BL2, BL3, BL4.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T42, T44, T45, T46, T49, O43, O47, O51, R45, R46, R47, R48, R49, S43, S44, S48, S50.
- **Anteriores Inferiores:** L33, L35, L36, L38, L39.
- **Posteriores Superiores:** 30U, 32U, 34U, 36U.
- **Posteriores Inferiores:** 30I, 32I, 34I, 36I.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 22112:2017 - Dentes Artificiais para Próteses Dentárias - Tipo 1 (Dentes Anteriores) e Tipo 2 (Dentes Posteriores)

ANVISA RDC nº 751/2022 - Dispositivo Médico - Classe II Médio Risco - Dentes Artificiais

NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº 80772730002

Produto fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Resolução ANVISA RDC nº 665/2022.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.