


Posteriores

Superiores e Inferiores



T M2

(L5)29,2
(L6)9,0
(L7)31,3
(L8)7,9



T M3

(L5)29,0
(L6)8,9
(L7)31,1
(L8)8,0



T M4

(L5)30,3
(L6)9,5
(L7)33,4
(L8)9,1



T M5

(L5)30,7
(L6)9,2
(L7)33,4
(L8)8,5



T M6

(L5)33,2
(L6)9,9
(L7)35,4
(L8)9,3



Escala de Cores

1A 2A 1C 1E 3E 1D 2B 4A 4B



Dentes acrílicos três camadas

REAW Ind. e Com. de Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ 11.959.613/0001-77 - Ins. Est. 536.147.558.110
R. Octávio de Freitas Filho, 350 - Polo Industrial - CEP 13632-622
Pirassununga-SP - Fone 19 3565-0483 | 3563-4889

REGISTRO ANVISA N° 80772730002




triunfodents

www.dentetriunfo.com.br

CATÁLOGO
DE FORMAS



Anteriores Superiores



T E4

(L1)46,8 (H1)10,2
(L2)8,8 (1)51



T G3

(L1)43,9 (H1)9,9
(L2)8,1 (1)49



T 31

(L1)42,2 (H1)9,6
(L2)7,9 (1)44



T 32

(L1)44,4 (H1)9,9
(L2)8,1 (1)48



T 36

(L1)45,8 (H1)10,4
(L2)8,5 (1)51



T L2

(L1)45,7 (H1)10,0
(L2)8,5 (1)50



T L4

(L1)50,6 (H1)10,4
(L2)9,3 (1)56



T 11

(L1)42,1 (H1)8,5
(L2)8,1 (1)47



T 12

(L1)44,3 (H1)8,8
(L2)8,5 (1)48



T 13

(L1)43,7 (H1)9,8
(L2)8,4 (1)49



T 14

(L1)46,5 (H1)11,0
(L2)9,0 (1)50



T 17

(L1)52,0 (H1)13,2
(L2)9,8 (1)60



T 66

(L1)46,1 (H1)10,2
(L2)8,7 (1)50



T E2

(L1)41,9 (H1)9,4
(L2)8,1 (1)48



T E3

(L1)44,2 (H1)10,2
(L2)8,2 (1)50



T F4

(L1)46,7 (H1)10,2
(L2)8,6 (1)50



T H3

(L1)42,6 (H1)8,7
(L2)7,7 (1)45



T H4

(L1)43,6 (H1)9,7
(L2)8,0 (1)49



R 21

(L1)39,5 (H1)9,4
(L2)7,3 (1)45



R 22

(L1)43,3 (H1)9,5
(L2)8,0 (1)48



R 25

(L1)46,9 (H1)11,5
(L2)8,5 (1)51



R 44

(L1)41,7 (H1)9,6
(L2)7,7 (1)46





R 4B


(L1)43,4 (H1)10,7
(L2)8,3 (1)50



Formato do dente de acordo com o biotipo



Anteriores Inferiores



I L1

(L3)31,0 (H2)7,9
(L4)4,5 (1)34



I L3

(L3)32,5 (H2)8,5
(L4)4,7 (1)35



I L5

(L3)34,3 (H2)8,6
(L4)5,1 (1)40



I L7

(L3)35,9 (H2)9,3
(L4)5,4 (1)45



I 10

(L3)37,5 (H2)9,0
(L4)5,7 (1)40



I K6

(L3)34,3 (H2)9,1
(L4)5,2 (1)40



I K10

(L3)37,4 (H2)11,6
(L4)5,6 (1)40



I K12

(L3)39,7 (H2)9,4
(L4)6,1 (1)40



Características Técnicas

- >> Tripla prensagem (incisal, dentina e cervical);
- >> Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular;
- >> Angulação de 33° nos posteriores;
- >> Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- >> Excelente aderência às resinas de base de próteses;
- >> Baixo desgaste do dente antagonista;
- >> Ausência total de bolhas e porosidade;
- >> Alta estabilidade de cores;
- >> Pigmentos Biocompatíveis;
- >> Fluorescência natural;
- >> Modelário adequado às diversas etnias e faixas etárias, com harmonia facial completa;
- >> Proporciona excelente resultado estético.

INDICAÇÕES

- >> Os dentes acrílicos Newlux são indicados para uso em prótese dentária total ou parcial.

COMPOSIÇÃO

- >> Polimetilmetacrilato
- >> Dimetacrilato de Etenoglicol (EDMA) polimerizado
- >> Fluorescente
- >> Pigmentos Biocompatíveis

Articulação

ANTERIOR X6 (SUPERIOR)	ANTERIOR X6 (INFERIOR)	POSTERIOR X8
T E4	I L5	T M4
T G3	I K6	T M4
T 31	I L5	T M3
T 32	I L3	T M5
T 36	I L7	T M4
T L2	I K6	T M4
T L4	I K12	T M4
T 11	I L1	T M3
T 12	I L5	T M3
T 13	I L5	T M3
T 14	I L7	T M4
T 17	I K10	T M6
T 66	I L5	T M5
T E2	I L5	T M2
T E3	I K6	T M4
T F4	I 10	T M4
T H3	I L3	T M3
T H4	I L3	T M5
R 21	I L3	T M3
R 22	I L3	T M3
R 25	I L10	T M4
R 44	I L3	T M3
R 4B	I L5	T M5

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



FINALIDADE

Dentes de polímero sintético para uso profissional odontológico, indicado para confecção de próteses dentárias total ou parcial, fixa ou removível, coroas e pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Aparência realista. Alta estabilidade de cor. Fluorescente. Pigmentos biocompatíveis. Excelente adesão a base da prótese. Ausência de porosidade. Resistente a mancha, deformação e rachadura.

COMPOSIÇÃO

Polimetilmetacrilato (PMMA), etilenoglicoldimetacrilato (EGDMA / crosslink), silicone, pigmentos biocompatíveis e fluorescente.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

INSTRUÇÕES DE USO

Devido amplo conhecimento técnico disseminado entre profissionais de odontologia, a segurança de uso deste produto pode ser garantida sem instruções do fabricante. Adotar as práticas conhecidas para definição de modelo, cor, montagem, articulação, adesão ao polímero de base da prótese e controle de contaminantes. Para melhorar a adesão, retirar o brilho da base do dente com instrumento abrasivo. Após isolamento da mufla, recomenda-se utilizar o Removedor de Cera Triunfo para limpeza da base dos dentes e posterior aplicação do polímero de base da prótese. Consulte o catálogo de formas específico para cada família disponível no site www.dentetriunfo.com.br

ADVERTÊNCIAS

Não há efeito adverso reconhecido quando utilizado de acordo com as técnicas profissionais usuais.

PRECAUÇÕES

Para uso profissional odontológico. Utilize equipamentos de proteção individual. Recomenda-se ao paciente, realizar higienização diária sem uso de substâncias agressivas como álcalis ou ácidos.

APRESENTAÇÕES

Família: TRIUNFO DENTS

Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- Anteriores Inferiores: A25, A26, 2D, 3D 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- Posteriores Superiores e Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: REAL PLUS

Cores: Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- Anteriores Inferiores: A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- Posteriores Superiores e Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: BIONIX

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- Anteriores Inferiores: I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- Posteriores Superiores e Inferiores: TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



Família: BIONIX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, BL1, BL2, BL3, BL4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: TRIUNFO 3C

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX

Cores: 1A, 2A, 4A, 2B, 4B, 1C, 1D, 1E, 3E.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, BL1, BL2, BL3, BL4, C3.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: EURODENT

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, C3, B1, BL1, BL2, BL3, BL4.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T42, T44, T45, T46, T49, O43, O47, O51, R45, R46, R47, R48, R49, S43, S44, S48, S50.
- **Anteriores Inferiores:** L33, L35, L36, L38, L39.
- **Posteriores Superiores:** 30U, 32U, 34U, 36U.
- **Posteriores Inferiores:** 30I, 32I, 34I, 36I.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 22112:2017 - Dentes Artificiais para Próteses Dentárias - Tipo 1 (Dentes Anteriores) e Tipo 2 (Dentes Posteriores)

ANVISA RDC nº 751/2022 - Dispositivo Médico - Classe II Médio Risco - Dentes Artificiais

NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº 80772730002

Produto fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Resolução ANVISA RDC nº 665/2022.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.