


Posteriores

Superiores e Inferiores



T M2

(L5)29,2
(L6)9,0
(L7)31,3
(L8)7,9



T M3

(L5)29,0
(L6)8,9
(L7)31,1
(L8)8,0



T M4

(L5)30,3
(L6)9,5
(L7)33,4
(L8)9,1



T M5

(L5)30,7
(L6)9,2
(L7)33,4
(L8)8,5



T M6

(L5)33,2
(L6)9,9
(L7)35,4
(L8)9,3



Escala de Cores

60 62 65 66 67 69



DENTES ARTIFICIAIS TRIPLA PRENSAGEM
Indicados para uso em próteses dentárias
total ou parcial

COMPOSIÇÃO
PMMA
EGDMA (crosslink)
Pigmentos biocompatíveis
Silicone
Fluorescente

Notificação ANVISA nº 80772730002

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP
vendas@triumfodents.com.br / Fone (19)35650483



www.dentetriunfo.com.br

Catálogo de Formas



Dentes Artificiais

Tripla Prensagem
Naturalidade
Durabilidade



FINALIDADE

Dentes de polímero sintético para uso profissional odontológico, indicado para confecção de próteses dentárias total ou parcial, fixa ou removível, coroas e pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Aparência realista. Alta estabilidade de cor. Fluorescente. Pigmentos biocompatíveis. Excelente adesão a base da prótese. Ausência de porosidade. Resistente a mancha, deformação e rachadura.

COMPOSIÇÃO

Polimetilmetacrilato (PMMA), etilenoglicoldimetacrilato (EGDMA / crosslink), silicone, pigmentos biocompatíveis e fluorescente.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

INSTRUÇÕES DE USO

Devido amplo conhecimento técnico disseminado entre profissionais de odontologia, a segurança de uso deste produto pode ser garantida sem instruções do fabricante. Adotar as práticas conhecidas para definição de modelo, cor, montagem, articulação, adesão ao polímero de base da prótese e controle de contaminantes. Para melhorar a adesão, retirar o brilho da base do dente com instrumento abrasivo. Após isolamento da mufla, recomenda-se utilizar o Removedor de Cera Triunfo para limpeza da base dos dentes e posterior aplicação do polímero de base da prótese. Consulte o catálogo de formas específico para cada família disponível no site www.dentetriunfo.com.br

ADVERTÊNCIAS

Não há efeito adverso reconhecido quando utilizado de acordo com as técnicas profissionais usuais.

PRECAUÇÕES

Para uso profissional odontológico. Utilize equipamentos de proteção individual. Recomenda-se ao paciente, realizar higienização diária sem uso de substâncias agressivas como álcalis ou ácidos.

APRESENTAÇÕES

Família: TRIUNFO DENTS

Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- **Anteriores Inferiores:** A25, A26, 2D, 3D 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: REAL PLUS

Cores: Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- **Anteriores Inferiores:** A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: BIONIX

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



Família: BIONIX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, BL1, BL2, BL3, BL4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: TRIUNFO 3C

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX

Cores: 1A, 2A, 4A, 2B, 4B, 1C, 1D, 1E, 3E.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, BL1, BL2, BL3, BL4, C3.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: EURODENT

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, C3, B1, BL1, BL2, BL3, BL4.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T42, T44, T45, T46, T49, O43, O47, O51, R45, R46, R47, R48, R49, S43, S44, S48, S50.
- **Anteriores Inferiores:** L33, L35, L36, L38, L39.
- **Posteriores Superiores:** 30U, 32U, 34U, 36U.
- **Posteriores Inferiores:** 30I, 32I, 34I, 36I.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 22112:2017 - Dentes Artificiais para Próteses Dentárias - Tipo 1 (Dentes Anteriores) e Tipo 2 (Dentes Posteriores)

ANVISA RDC nº 751/2022 - Dispositivo Médico - Classe II Médio Risco - Dentes Artificiais

NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº 80772730002

Produto fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Resolução ANVISA RDC nº 665/2022.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.